

PRODUKTKATALOG

INREDNING FÖR LAB



CARECO
INREDNINGAR

CARECO PRODUKTKATALOG LAB

– fylld av inspirerande, praktiska och flexibla inredningsmöjligheter för labbmiljöer.

funktion - kvalitet - kreativitet - flexibilitet

VÅR AFFÄRSIDÉ

"Careco är ett svenskt inredningsföretag som under ledorden funktion, kvalitet, kreativitet och flexibilitet skapar inredningar anpassade efter dina specifika behov"

Vi arbetar i stort sett uteslutande med svenska leverantörer för att säkerställa kvaliteten och för att själva kunna övervaka och kontrollera all produktion.

MED KUNSKAP OM DAGLIGT SLIT

Vi har lång erfarenhet av fast och mobil inredning som tål hård belastning och som samtidigt är lättskött och har en tilltalande design. Leveranstrygghet, gedigen kunskap och en stor lyhördhet gentemot våra kunders önskemål och förutsättningar är självklara parametrar i våra erbjudanden.

Tillverkningen sker helt enligt rådande branschnormer och specifikationer. Stora komplicerade inredningsentreprenader, enstycks- eller specialbeställningar. Inget är för svårt, stort eller litet.

INREDNINGAR FÖR ETT LÅNGT LIV

Det ställs höga krav på en bra inredning för offentliga miljöer. Den ska vara flexibel, funktionsanpassad, enkel att hålla ren, klara intensiv användning, ha många kombinationsmöjligheter och samtidigt ge ett mjukt och välkomnande intryck.

Våra unika och egendesignade serier **1C**, **2C** och **3C** är framtagna med stor omsorg och är genererade av våra många referenser för att infria våra kunders behov av flexibla lösningar.

Använd gärna vår Kulör- & materialguide som komplement vid beställning.

HÅLLBAR UTVECKLING

Att erbjuda det bästa har fler dimensioner än funktion och kvalitet. Därför arbetar vi aktivt med både en miljömedveten och resurssnål tillverkning, för att kunna skapa en verksamhet som hanterar samtliga tillgångar på bästa möjliga sätt. Det är lika viktigt för oss att alla leverantörer följer våra ambitioner om en hållbar utveckling.





INNEHÅLL

3C labsystem 6

1C labsystem 12

2C labsystem 14

Bänkskivor 20

Hyllsystem & hyllplan..... 22

Hurtsar & skåp..... 26

Ventilerad inredning..... 33

Bord och diskbänkar 42

Övrigt..... 50

Villkor..... 56

Materialfakta..... 58

Sökregister..... 59

LABSYSTEM 3C

DESIGN BY CARECO

Vår unika skena med tre stycken C-profiler innebär ett optimalt system med tonvikt på flexibilitet, funktion, design och framför allt möjlighet till individuell ergonomianpassning. Varje modul går att få individuellt höj- och sänkbar.

3C-systemet går att vägghänga med bärlist och hängskenor vilket möjliggör enkel förflyttning. Dessutom får man en inredning som är benfri, vilket underlättar renhållning.

Till **3C**-systemet kan även vårt egenutvecklade elektriskt höj-och sänkbara bord integreras. Bordsstativet är unikt konstruerat och en fast installationsskiva går att montera på insidan av den höj- och sänkbara delen.


På sidorna 8-9 visar vi några exempel på uppställningar, men **3C**-systemet går naturligtvis att anpassa efter era önskemål. Kontakta oss, vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.





Ett vägghängt **3C**-system med hängskena i överdelen möjliggör att väggskåpen och hyllorna kan flyttas i sidled oberoende av labbänken. Dessutom går väggskåp och hyllor enkelt att flytta, montera och demontera.

En väggfast traditionell C-skena tillsammans med installationsbock för **3C** på nederdelen gör labbordet till individuellt höj- och sänkbara enheter.




Vägghängt **3C**-system med individuellt höj- och sänkbara enheter avseende både över- och underdel. Med bärlist kan systemet enkelt flyttas i sidled och till annan plats.



3C-systemet möjliggör även konsolupphängda högskåp. I exemplet visas även möjligheten att integrera rullbordsmoduler till systemet.

Traditionellt tungbord som med hjälp av **3C**-systemet gör att man kan individanpassa bänkenheten.



Alla moduler kan integreras med elektriskt höj- och sänkbara enheter. Stativet är framtaget för att passa till **3C**-systemet och är utformat så att man med fördel kan ha en fast installationsskiva innanför den höj- och sänkbara delen.

METALLSTATIV 3C

Alla mått anges i mm.
All metall är lackerad i standardfärg vit (Art.nr -1). För alternativa färger, se vår Kulör- & Materialguide.

Hängssystem

Bärlist.

Längd	Art.nr
1220	27112-1
1670	27116-1
1900	27119-1
2800	27128-1
Udda längd ≤ 2400	27100-1

Hängskena. Angivna längder är exklusive krok.

Längd	Art.nr
1010	27010-1-3C
2212	27022-1-3C
Udda längd ≤ 2400	27100-1-3C

Väggskena.

Längd	Art.nr
1010	26110-1-3C
2212	26122-1-3C
Udda längd ≤ 2400	26100-1-3C

Konsoler

Bordskonsol. Med hål för metallsarg.

Längd	Art.nr
315	47353-1-3C
755	47354-1-3C

Hyllkonsol. Avsedd för vägghylla alternativt väggskåp.
Levereras parvis.

Längd	Art.nr
300	27430-1-3C
450	27445-1-3C

Konsol för högskåp. Levereras parvis.

Längd	Art.nr
400	27404-1-3C

Stödben

Höj- och sänkbart. Utan tvärstag. Inklusive justerbar fot.

Djup	Höjd	Art.nr
615	695-995	45073-1-3C
755	695-995	45083-1-3C

Installationsbock

Avsedd för att ge installationsutrymme.

Djup	Höjd	Art.nr
200	635	45303-1-3C
200	870	45301-1-3C

METALLSTATIV 3C

Alla mått anges i mm.
All metall är lackerad i standardfärg vit (Art.nr -1). För alternativa färger, se vår Kulör- & Materialguide.

Tungbordsstativ

Bredd	Höjd	Art.nr
300	870	45300-1-3C

Beslag

Tippbeslag för väggskåp.

Art.nr
45506-1C

Metallsarg

För stödben och bordskonsol. Med fläns för
upphängning av hänghurts.

Längd	Art.nr
500	40050-1-3C
700	40070-1-3C
800	40080-1-3C
1100	40110-1-3C
1300	40130-1-3C
1400	40140-1-3C
1500	40150-1-3C
1700	40170-1-3C

För stödben, bordskonsoler och hyllstativ. Utan fläns.

Längd	Art.nr
500	41050-1-3C
700	41070-1-3C
800	41080-1-3C
1100	41110-1-3C
1300	41130-1-3C
1400	41140-1-3C
1500	41150-1-3C
1700	41170-1-3C

LABSYSTEM 1C

DESIGN BY CARECO

1C är vårt traditionella labsystem som passar alla miljöer.

Ett system med oändliga kombinationsmöjligheter och som både kan monteras på vägg eller användas fristående.

Med traditionell steglös skena och stativ samt konsoler justerbara i höjdled kan systemet anpassas utifrån era behov och krav på arbetshöjd. Med systemets moduluppbyggnad kan systemet även anpassas individuellt utifrån specifika arbetssituationer.



Steglös skena på vägg som bär hyllor, väggskåp, installationshyllor samt stativ till bänkar.

Indragna ben som ej är i vägen, alternativt fristående rullbord.



Traditionell tungbordsenhet i moduler 900 och 1200 mm.

Stolparna kan förlängas upp till tak.

Lätt att byta ut eller ta bort väggskåp och hyllor.

Tungbordsenhet med stolpar för ökad flexibilitet.

Passar där man vill ha separat installationsdel med fristående bord eller rullbord.



LABSYSTEM 2C

DESIGN BY CARECO

2C är ett labssystem med tilltalande design. Ett system där vi tar tillvara på design utan att ge avkall på kvalitet och funktionalitet. 2C har vi på Careco tagit fram för att visa vilka möjligheter som finns genom att kombinera våra produkter och våra erfarenheter kring speciallösningar. Kontakta gärna oss för att få vägledning till hur vi kan anpassa inredningen utifrån era behov.



Rundade ändskivor, inga skarpa hörn.

Installationszonen kan kläs in, döljer avlopps- och mediarör.

Media är placerat i en installationskanal – hela rena ytor.

Rundat skåp med jalusi för praktisk förvaring samt för att dölja avlopp och diskho.

Inga främre ben – ökar sittkomfort och underlättar städning.

METALLSTATIV

Alla mått anges i mm.
All metall är lackerad i standardfärg vit (Art.nr -1). För alternativa färger, se vår Kulör- & Materialguide.

Stativgavel

Fast höjd med tvärstag. Inklusive justerbar ställfot.

	Höjd	Djup	Art.nr
	870	570	43058-1
	870	670	43068-1
	870	770	43078-1

Höj- och sänkbart med tvärstag. Inklusive justerbar ställfot.

	Höjd	Djup	Art.nr
	695-995	570	43050-1
	695-995	670	43060-1
	695-995	770	43070-1

Stödben

Fast höjd med tvärstag. För montering i C-skena, alternativt direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.

	Höjd	Djup	Art.nr
	870	570	45060-1
	870	670	45070-1
	870	770	45080-1

Fast höjd utan tvärstag. För montering i C-skena, alternativt direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.

	Höjd	Djup	Art.nr
	870	430	45045-1
	870	570	45061-1

Höj- och sänkbart med tvärstag. För montering i C-skena, alternativt direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.

	Höjd	Djup	Art.nr
	695-995	570	45260-1
	695-995	670	45270-1
	695-995	770	45280-1

Höj- och sänkbart utan tvärstag. För montering i C-skena, alternativt direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.

	Höjd	Djup	Art.nr
	695-995	430	45145-1
	695-995	570	45160-1

Stödbock

Stöd för metallsarg.

	Höjd	Djup	Art.nr
	695-995	570	45360-1

Bordskonsol

Med hål för metallsarg. Kan användas med eller utan metallsarg. För montering i C-skena, alternativt direkt i vägg.

	Längd	Art.nr
	430	47350-1
	570	47351-1
	670	47352-1

Stativ för mittsektion

Avsett för tungbord.

	Djup	Höjd	Art.nr
	300	870	45300-1

Installationsbock

Avsedd för att ge installationsutrymme. För montering i C-skena, alternativt direkt i vägg.

	Djup	Höjd	Art.nr
	200	870	45301-1

METALLSTATIV

Alla mått anges i mm.
All metall är lackerad i standardfärg vit (Art.nr -1). För alternativa färger, se vår Kulör- & Materialguide.

Tungbordsstolpe

	Höjd	Art.nr
	2100	46010-1 Fristående tungbordsstolpe
	-	46020-1 Förlängning för infästning i tak

Mellanstag

	Längd	Art.nr
	560	46056-1
	860	46086-1
	1160	46116-1

Metallsarg

För stödben, stativgavlar och bordskonsoler. Med fläns för upphängning av hänghurts.

	Längd	Art.nr	Längd	Art.nr	Längd	Art.nr	Längd	Art.nr	Längd	Art.nr
	520	40052-1	920	40092-1	1320	40132-1	1720	40172-1	2120	40212-1
	570	40057-1	970	40097-1	1370	40137-1	1770	40177-1	2170	40217-1
	620	40062-1	1020	40102-1	1420	40142-1	1820	40182-1	2220	40222-1
	670	40067-1	1070	40107-1	1470	40147-1	1870	40187-1	2270	40227-1
	720	40072-1	1120	40112-1	1520	40152-1	1920	40192-1	2320	40232-1
	770	40077-1	1170	40117-1	1570	40157-1	1970	40197-1		
	820	40082-1	1220	40122-1	1620	40162-1	2020	40202-1		
	870	40087-1	1270	40127-1	1670	40167-1	2070	40207-1		

För stödben, stativgavlar och bordskonsoler. Utan fläns.

	Längd	Art.nr	Längd	Art.nr	Längd	Art.nr	Längd	Art.nr	Längd	Art.nr
	520	41052-1	920	41092-1	1320	41132-1	1720	41172-1	2120	41212-1
	570	41057-1	970	41097-1	1370	41137-1	1770	41177-1	2170	41217-1
	620	41062-1	1020	41102-1	1420	41142-1	1820	41182-1	2220	41222-1
	670	41067-1	1070	41107-1	1470	41147-1	1870	41187-1	2270	41227-1
	720	41072-1	1120	41112-1	1520	41152-1	1920	41192-1	2320	41232-1
	770	41077-1	1170	41117-1	1570	41157-1	1970	41197-1		
	820	41082-1	1220	41122-1	1620	41162-1	2020	41202-1		
	870	41087-1	1270	41127-1	1670	41167-1	2070	41207-1		

Stativ för överhylla

För fristående överhylla.

	Bredd	Höjd	Art.nr
	275	870	45305-1 (startdel)
	275	870	45310-1 (påbyggnadsdel)

Sarg för överhylla

Sargkoppling till 45305-1 och 45310-1 (Stativ för överhylla).

	Längd	Art.nr
	820	42082-1
	870	42087-1
	920	42092-1
	1070	42107-1
	1120	42112-1
	1170	42117-1
	1420	42142-1

T-konsol för överhylla

För montage på bänkskiva.

	Bredd	Höjd	Art.nr
	250	400	47301-1

Stativ för genomräckningsskåp

Med hål för anslutning av metallsarg.

	Bredd	Höjd	Art.nr
	275	500	45315-1

METALLSTATIV

Alla mått anges i mm.
All metall är lackerad i standardfärg vit (Art.nr -1). För alternativa färger, se vår Kulör- & Materialguide.

Konsoler

Vändbar konsol för montage av bänkskiva. Monteras direkt på vägg.

Längd	Art.nr
350x350	43135-1
430x430	43145-1
550x550	43155-1

För väggskåp och installationshylla.

Längd	Art.nr	
60x90	27409-1C	Väggskåp
138x180	27416-1C	Installationshylla
	45506-1C	Tippbeslag för väggskåp

Enkelpressad konsol för C-skena. Levereras parvis.

Längd	Art.nr
270	28527-1C
370	28537-1C

Konsol för installationshylla. Avsedd för tungbordsstolpe.

Längd	Art.nr
70x30	27407-1C

Vinkelfäste

Avsett för upplag av t.ex bänkskiva.

Längd	Art.nr
500	43500-1

Skarvbeslag

Hörnskarvbeslag med hål för anslutning av metallsarg.

Längd	Art.nr
570	42200-1

Ställfot

Ställfot med platta, justerbar 140-195 mm.

Höjd	Art.nr
150	10410-1

Golvfäste

Förankring av stödben, stativgavlar etc.

Art.nr
45503-1



BÄNKSKIVOR

Alla mått anges i mm.
För alternativa färger, se vår Kulör- & Materialguide.

Classic

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. **Överlaminerad** klarlackerad massiv träkantstlist runt om. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un. Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3000 mm.



Kantlist i bok.		Kantlist i björk.		Kantlist i ek.	
Djup	Art.nr	Djup	Art.nr	Djup	Art.nr
100	20100-ÖB	100	20100-ÖÖ	100	20100-ÖE
200	20200-ÖB	200	20200-ÖÖ	200	20200-ÖE
300	20300-ÖB	300	20300-ÖÖ	300	20300-ÖE
453	20453-ÖB	453	20453-ÖÖ	453	20453-ÖE
603	20603-ÖB	603	20603-ÖÖ	603	20603-ÖE
753	20753-ÖB	753	20753-ÖÖ	753	20753-ÖE
803	20803-ÖB	803	20803-ÖÖ	803	20803-ÖE

Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.

Tillvalsmöjligheter: Hålkälslist i bakkant alternativt Hög bakkantslist. Se separat broschyr "Kulör- och materialguide".

Form

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och **postformad** i framkant. Övriga kanter belagda med ABS-kantlist. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3000 mm.



Djup	Art.nr
453	20453-PF
603	20603-PF
753	20753-PF
803	20803-PF

Tillvalsmöjligheter: Hålkälslist i bakkant, Hög bakkantslist, Uppviktt bakkant, och/alternativt Nedviktt framkant. Se separat broschyr "Kulör- och materialguide".

Basic – Rak kant

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3000 mm.



Djup	Art.nr
100	20100-RA
200	20200-RA
300	20300-RA
453	20453-RA
603	20603-RA
753	20753-RA
803	20803-RA

Tillvalsmöjligheter: Hålkälslist i bakkant alternativt Hög bakkantslist. Se separat broschyr "Kulör- och materialguide".

Kompaktlaminat

16 mm homogent laminat. Standardkulör: Vit eller ljusgrå yta med brun kärna. Finns även att tillgå med svart kärna. Ange längd vid beställning. Maxlängd 3000 mm.



Bilden visar kompaktlaminat med svart kärna.


Djup	Art.nr
453	20453-KO
603	20603-KO
753	20753-KO
803	20803-KO

BÄNKSKIVOR

Alla mått anges i mm.

Epoxy

Bänkskiva med epoxy, med goda egenskaper av kemikaliebeständighet. Väl anpassad för laboratorier. Maxlängd 2400 mm.



Djup	Art.nr
200	20200-EP
300	20300-EP
453	20453-EP
603	20603-EP
753	20753-EP
803	20803-EP

Skiva i epoxy går även att beställa som diskbänksbeslag med integrerad disklåda. Se sid 47.

Kulör: Svart, grå eller vit.

Polypropen

Standardkulör: Vit och Grå Ral 7032. Ange längd vid beställning. Maxlängd 3000 mm.




Djup	Art.nr
450	20450-PP
600	20600-PP
750	20750-PP
800	20800-PP

Skiva i polypropen går även att beställa som diskbänksbeslag med integrerad disklåda. Se sid 47.

Rostfri

Rostfri stålplåt med vattenfast spånskiva. Omviktt kant. Ange längd vid beställning. Rekommenderad maxlängd 3000 mm.



Rostfri

Djup	Art.nr
450	20450-RF
600	20600-RF
750	20750-RF
800	20800-RF

Rostfri, syrafast

Djup	Art.nr
450	20450-RFS
600	20600-RFS
750	20750-RFS
800	20800-RFS

Diskbänkar, se sid 46.

Hyllsystem & hyllplan



HYLLSYSTEM

Alla mått anges i mm.
All metall är lackerad i standardfärg vit (Art.nr -1). För alternativa färger, se vår Kulör- & Materialguide.

Flexibelt hängsystem

Bärlist.



Längd	Art.nr
1220	27112-1
1670	27116-1
1900	27119-1
2800	27128-1
Udda längd ≤2400	27100-1

Hängskena. Angivna längder är exklusive krok.



Längd	Art.nr
1010	27010-1
1237	27012-1
1501	27015-1
1951	27020-1
2212	27022-1

Konsoler

Rak konsol för normal belastning.



Längd	Art.nr
120	27512-1
170	27517-1
210	27521-1
270	27527-1
370	27537-1
470	27547-1

Förstärkt rak konsol för tyngre belastning.



Längd	Art.nr
270	27627-1
370	27637-1
470	27647-1
570	27657-1

Enkelpressad rak konsol. Levereras i par.



Längd	Art.nr
170	28517-1
210	28521-1
270	28527-1
370	28537-1

Enkelpressad, 23° lutande konsol. Levereras i par.



Längd	Art.nr
170	28717-1
210	28721-1
270	28727-1
370	28737-1

Hyllgavlar

Hyllgavel. Levereras i par.



Höjd	Längd	Art.nr
135	250	27825-1
135	300	27830-1
135	400	27840-1
195	250	27925-1
195	300	27930-1
195	400	27940-1

Rundad hyllgavel. Levereras i par.



Höjd	Längd	Art.nr
135	250	27825-1-R
135	300	27830-1-R
135	400	27840-1-R
195	250	27925-1-R
195	300	27930-1-R
195	400	27940-1-R

Steglöst sken- & konsolsystem



C-skena
C-profil 27x12 mm.

Längd	Art.nr
400	26104-1C
600	26106-1C
800	26108-1C
1000	26110-1C
1500	26115-1C
1800	26118-1C
2000	26120-1C

C-konsol
Steglöst justerbar och försedd med skruvhål för montering av hyllplan av trä.

Längd	Art.nr
170	27517-1C
210	27521-1C
270	27527-1C
370	27537-1C
470	27547-1C
570	27557-1C

Hyllor

Hyllor som är markerade med * under Rostfritt hyllsystem på sid 24 går även att få i lackerat utförande.

ROSTFRITT HYLLSYSTEM

Alla mått anges i mm.

Steglöst sken- & konsolsystem



Rostfri C-skena
C-profil 27x12 mm.

Längd	Art.nr
400	26104-RFC
600	26106-RFC
800	26108-RFC
1000	26110-RFC
1500	26115-RFC
1800	26118-RFC
2000	26120-RFC

Rostfri C-konsol
Steglöst justerbar och försedd med tejpbeslag
för enkel montering av hyllplan.

Längd	Art.nr
170	27517-RFC
210	27521-RFC
270	27527-RFC
370	27537-RFC
470	27547-RFC
570	27557-RFC

Väggskena


För normal belastning. Profilmått 28x15 mm.



Längd	Art.nr
390	26104-RF
586	26106-RF
781	26108-RF
1009	26110-RF
1204	26112-RF
1400	26114-RF
1595	26116-RF
1790	26118-RF
1986	26120-RF

Konsol

Montering av hylla med tejpbeslag eller skruv om den ska vara till trähylla. Standard utan skruvhål. Ange skruvhål vid behov.



Längd	Art.nr
120	27512-RF
170	27517-RF
210	27521-RF
270	27527-RF
370	27537-RF
470	27547-RF
470	27647-RF (för tyngre belastning)
570	27657-RF (för tyngre belastning)

Konsol

Rostfri konsol för plåthylla med fjäderlist.
För normal belastning.



Längd	Art.nr
250	27525-RF-FJ
300	27530-RF-FJ
400	27540-RF-FJ
500	27550-RF-FJ

Tejpbeslag för rostfria konsoler
Dubbelhäftande tejp för enkel montering av plåt- eller trähylla.
Ej nödvändigt till Rostfri konsol för plåthylla med fjäderlist.



Längd	Art.nr
120	23112-RF
170	23117-RF
210	23121-RF
270	23127-RF
370	23137-RF
470	23147-RF
570	23157-RF

Hyllor

Rostfri plåthylla med slät undersida. För montering
av konsol med tejpbeslag eller konsol med fjäderlist.
Ange tejpbeslag alternativt fjäderlist.



Bredd	Djup	Art.nr
800	250	23328-RF*
800	300	23338-RF*
800	400	23348-RF*
800	500	23358-RF*
900	250	23329-RF*
900	300	23339-RF*
900	400	23349-RF*
900	500	23359-RF*
1000	250	23320-RF*
1000	300	23330-RF*
1000	400	23340-RF*
1000	500	23350-RF*

Rostfri plåthylla med rundade gavlar.
Levereras komplett med rundade gavlar.



Bredd	Djup	Art.nr
800	250	23428-RF*
800	300	23438-RF*
800	400	23448-RF*
900	250	23429-RF*
900	300	23439-RF*
900	400	23449-RF*

* Går även att få i lackerat utörande

HYLLPLAN

Alla mått anges i mm.
För alternativa färger, se vår Kulör- & Materialguide.

Classic

18 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. **Överlaminerad** klarlackerad massiv träkantlist runt om.
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un. Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3000 mm.



Kantlist i bok.		Kantlist i björk.		Kantlist i ek.	
Djup	Art.nr	Djup	Art.nr	Djup	Art.nr
280	25280-ÖB	280	25280-ÖÖ	280	25280-ÖE
410	25410-ÖB	410	25410-ÖÖ	410	25410-ÖE
500	25500-ÖB	500	25500-ÖÖ	500	25500-ÖE
580	25580-ÖB	580	25580-ÖÖ	580	25580-ÖE

Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange
artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.

Tillvalsmöjlighet: Hög bakkantlist.
Se separat broschyr "Kulör- och materialguide".

Form

18 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och **postformad** i framkant. Övriga kanter belagda med ABS-kantlist.
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3000 mm.



Djup	Art.nr
280	25280-PF
410	25410-PF
500	25500-PF
580	25580-PF

Tillvalsmöjlighet: Hög bakkantlist.
Se separat broschyr "Kulör- och materialguide".

Basic – Rak kant

18 mm spånskiva **belagd med högtryckslaminat**. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist.
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3000 mm.



Djup	Art.nr
280	25280-RA
410	25410-RA
500	25500-RA
580	25580-RA

Tillvalsmöjlighet: Hög bakkantlist.
Se separat broschyr "Kulör- och materialguide".

18 mm spånskiva **belagd med direktlaminat**. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist.
Standard är direktlaminat, vit (0502-G50Y) och vit ABS-kantlist. Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 2750 mm.



Djup	Art.nr
280	25280-ME
410	25410-ME
500	25500-ME
580	25580-ME

Tillvalsmöjlighet: Hög bakkantlist.
Se separat broschyr "Kulör- och materialguide".

Hurtsar & skåp



HÄNGHURTSAR

Alla mått anges i mm.

Hängande lådhurtsar

En låda.					Tre lådor.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	135	410401-9		400	600	395	430401-9
	500	600	135	410501-9		500	600	395	430501-9
	600	600	135	410601-9		600	600	395	430601-9
Två lådor.					Tre lådor.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	575	450401-9		400	600	575	450402-9
	500	600	575	450501-9		500	600	575	450502-9
	600	600	575	450601-9		600	600	575	450602-9
Fyra lådor.									
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr					
	400	600	575	450404-9					
	500	600	575	450503-9					
	600	600	575	450603-9					
	800	600	575	450801-9					

Hängande skåphurtsar

En flyttbar hylla.					En flyttbar hylla.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	575	450407-1		600	600	575	450604-3
	400	600	575	450407-2		800	600	575	450803-3
	500	600	575	450504-1		1000	600	575	451001-3
	500	600	575	450504-2					
En låda och en flyttbar hylla.					En låda och en flyttbar hylla.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	575	450408-1		600	600	575	450605-3
	400	600	575	450408-2					
	500	600	575	450505-1					
	500	600	575	450505-2					

Övrigt

Ventilerad hängande skåphurts.



Bredd	300
Djup	600
Höjd	575
Art.nr	450301-9

Tangentbordsutdrag.



Bredd	600
Djup	580
Höjd	105
Art.nr	450606-0

Bredd	800
Djup	580
Höjd	105
Art.nr	450806-0

Datahurts.



Bredd	250
Djup	500
Höjd	575
Art.nr	450201-0

BÄNKSKÅP

Alla mått anges i mm.
Alla höjdmått anges inklusive sockel (150), om ej annat anges.

Bänkskåp

Två flyttbara hyllor.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	870	150402-1
	400	600	870	150402-2
	500	600	870	150502-1
	500	600	870	150502-2
	600	600	870	150602-1
	600	600	870	150602-2

Två flyttbara hyllor.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	600	600	870	150602-3
	800	600	870	150802-3
	1000	600	870	151002-3

En låda och en flyttbar hylla.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	870	150404-1
	400	600	870	150404-2
	500	600	870	150504-1
	500	600	870	150504-2
	600	600	870	150603-1
	600	600	870	150603-2

Diskbänkskåp

Utan inredning.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	580	600	870	150609-1
	580	600	870	150609-2
	600	600	870	150605-1
	600	600	870	150605-2

Vid val av postformad lucka, Form, till art.nr 150609-, levereras den postformad endast vid gångjärnssida.

Utan inredning.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	600	600	870	150605-3
	800	600	870	150804-3
	1000	600	870	151004-3

HURTSAR

Alla mått anges i mm.
Alla höjdmått anges inklusive sockel (150), om ej annat anges.

Lådurtsar

Tre lådor.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	870	250402
	500	600	870	250502
	600	600	870	250602
	800	600	870	250802

Fem lådor.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	870	250404
	500	600	870	250504
	600	600	870	250604
	800	600	870	250804

Rullhurtsar

En flyttbar hylla och krönskiva.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	670	560402-1
	400	600	670	560402-2
	600	600	670	560602-1
	600	600	670	560602-2

Två flyttbara hyllor och krönskiva.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	815	580402-1
	400	600	815	580402-2
	600	600	815	580601-1
	600	600	815	580601-2

Fyra lådor och krönskiva.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	670	560401-9
	600	600	670	560601-9

Fem lådor och krönskiva.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	600	815	580401-9
	600	600	815	580602-9

Krönskiva levereras med högtryckslaminat som standard.

VÄGGSKÅP

Alla mått anges i mm.

Väggskåp

Två flyttbara hyllor.					Glasad lucka och två flyttbara hyllor.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	320	720	300401-1		400	320	720	300402-1
	400	320	720	300401-2		400	320	720	300402-2
	600	320	720	300601-1		600	320	720	300602-1
	600	320	720	300601-2		600	320	720	300602-2
Två flyttbara hyllor.					Glasade luckor och två flyttbara hyllor.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	600	320	720	300603-3		600	320	720	300604-3
	800	320	720	300801-3		800	320	720	300802-3
	900	320	720	300901-3		900	320	720	300902-3
	1200	320	720	301201-3		1200	320	720	301202-3
Glasade skjutluckor och två flyttbara hyllor.									
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr					
	900	300	720	300903-3					
	1200	300	720	301203-3					
Genomräckningsskåp									
Fyra glasade skjutluckor och två flyttbara hyllor.					Fyra glasade slagluckor och två flyttbara hyllor.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	860	440	720	300808-3		860	440	720	300809-3
	1160	440	720	301108-3		1160	440	720	301109-3
	900	440	720	300908-3		900	440	720	300905-3
	1200	440	720	301208-3		1200	440	720	301205-3
Väggskåp med jalusi									
Två flyttbara hyllor.									
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr					
	900	320	720	300906					
	1200	320	720	301206					
	600	320	870	350607					

HÖGSKÅP

Alla mått anges i mm.
Alla höjdmått anges inklusive sockel (150), om ej annat anges.

Hyllskåp

Delad lucka. Glasad upptill och slät nedtill. En fast och fem flyttbara hyllor.					Delade luckor. Glasade upptill och släta nedtill. En fast och fem flyttbara hyllor.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	450	2100	600407-1		800	450	2100	600807-3
	400	450	2100	600407-2		800	600	2100	600808-3
	400	600	2100	600408-1		1000	450	2100	601005-3
	400	600	2100	600408-2		1000	600	2100	601006-3
	500	450	2100	600507-1					
	500	450	2100	600507-2					
	500	600	2100	600508-1					
	500	600	2100	600508-2					
	600	450	2100	600607-1					
En fast och fem flyttbara hyllor.	600	450	2100	600607-2	En fast och fem flyttbara hyllor.				
	600	600	2100	600608-1					
	600	600	2100	600608-2					
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	450	2100	600403-1		800	450	2100	600803-3
	400	450	2100	600403-2		800	600	2100	600804-3
	400	600	2100	600404-1		1000	450	2100	601001-3
	400	600	2100	600404-2		1000	600	2100	601002-3
	500	450	2100	600503-1					
	500	450	2100	600503-2					
	500	600	2100	600504-1					
	500	600	2100	600504-2					
	600	450	2100	600603-1					
En fast och fem flyttbara hyllor.	600	450	2100	600603-2	En fast och fem flyttbara hyllor.				
	600	600	2100	600604-1					
	600	600	2100	600604-2					
Delad lucka. En fast och fem flyttbara hyllor.					Delade luckor. En fast och fem flyttbara hyllor.				
	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr		Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	400	450	2100	600405-1		800	450	2100	600805-3
	400	450	2100	600405-2		800	600	2100	600806-3
	400	600	2100	600406-1		1000	450	2100	601003-3
	400	600	2100	600406-2		1000	600	2100	601004-3
	500	450	2100	600505-1					
	500	450	2100	600505-2					
	500	600	2100	600506-1					
	500	600	2100	600506-2					
	600	450	2100	600605-1					
En fast och fem flyttbara hyllor.	600	450	2100	600605-2	En fast och fem flyttbara hyllor.				
	600	600	2100	600606-1					
	600	600	2100	600606-2					

Tillbehör till högskåp: Ställfot, se sid 18, art.nr 10410-1.

FÖRVARINGSSKÅP - PLÅT

Alla mått anges i mm.

Förvaringsskåp

Pulverlackerad stålplåt. Spanjoletthandtag inkl. cylinder. Förvaringsskåpen finns i vitt eller blått. Ange följande bokstäver Vitt (-V) eller Blått (-B) med artikelnumret.



Benämning	Dörr	Bredd	Djup	Höjd	Hyllor	Art.nr
84A	Pardörr	1000	400	1975	Fyra hyllor	11140-3-
84A Glas	Pardörr, glas	1000	400	1975	Fyra hyllor	11141-3-
84B	Pardörr	1000	400	1295	Två hyllor	11142-2-
84C	Enkeldörr	530	400	1975	Fyra hyllor	11143-2-
84C Glas	Enkeldörr, glas	530	400	1975	Fyra hyllor	11144-2

Brandisolerat förvaringsskåp

Brandisolerat (ISO 1182:1990). Flamsäker pulverlackering. Kraftigt spanjoletthandtag och ASSA cylinderlås.



Benämning	Dörr	Bredd	Djup	Höjd	Hyllor	Art.nr
F2004B	Pardörr	1000	450	2095	Fem hyllor	11145-3
F2006B	Pardörr	1000	600	2095	Fem hyllor	11146-3
F1204E	Pardörr	1000	450	1295	Tre hyllor	11147-3
F803G	Pardörr	1000	300	895	En hylla	11148-3
F804G	Pardörr	1000	450	895	En hylla	11149-3
F806G	Pardörr	1000	600	895	En hylla	11150-3

Ventilerad inredning



VENTILERAD INREDNING


Alla mått anges i mm.
Alla höjdmått anges inklusive sockel (150), om ej annat anges.

Giftskåp

Skåp i stålplåt, inklusive spanjolett och cylinder. En hylla i standardutförande. Avsett för montage ovanpå syraskåp. Går även att få sockelbundet (se G803G, sid 37).

	Bredd	1000
	Djup	300
	Höjd	800 (exkl. sockel)
	Art.nr	11129-3

Skåp i HGF-laminat. Två flyttbara hyllplan. Exklusive spanjolett. Avsett för montage ovanpå syraskåp. Går även att få sockelbundet.

	Bredd	1000
	Djup	300
	Höjd	800 (exkl. sockel)
	Art.nr	901001-3

Tillbehör: Spanjolett

Syraskåp

Skåp i HGF-laminat. Tre flyttbara hyllplan. Exklusive spanjolett. Försett med uppsamlingstråg.

	Bredd	1000
	Djup	450
	Höjd	1300
	Art.nr	901002-3

Tillbehör: Spanjolett

Kombinerat gift- och syraskåp

Utförande enligt giftskåp ovan (11129-3 alternativt 901001-3) och syraskåp till vänster (901002-3).

	Bredd	1000
	Djup	300/450
	Höjd	2100
	Art.nr	901003-3 (kombination 901001-3 + 901002-3)
	Art.nr	901004-3 (kombination 11129-3 + 901002-3)

Tillbehör: Spanjolett

Giftskåp, stålplåt: Brandisolerat mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker lackering. Skåpet är försett med ventilationskanal och stös, Ø 100.

Gift- och syraskåp, laminat: Stomme och luckor i brandhämmande HGF-högtryckslaminat, K1040Un. Luckor med överlaminerad massiv kantlist i bok. Skåpet är försett med anslutningsstös, Ø 80.

Kemikalieskåp

Utdragbar front i högtryckslaminat. Sex fasta hyllor per utdrag. Hyllornas sidor är försedda med hög kant. Ventilerat.

	Bredd	300
	Djup	600
	Höjd	2100
	Art.nr	900301

Tillbehör: Lås

	Bredd	600
	Djup	600
	Höjd	2100
	Art.nr	900601

	Bredd	900
	Djup	600
	Höjd	2100
	Art.nr	900901

Kemikalieskåp 900301 går att försees med lås, medan 900601 och 900901 ej går att få låsbart. Vi rekommenderar då istället två eller tre kemikalieskåp 900301.

VENTILERAD INREDNING

Alla mått anges i mm.

Kemikalieskåp med backar

Ventilerat högskåp med fem utdragbara hyllor inklusive plast-backar i polypropen.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	600	600	2100	920601-1
	600	600	2100	920601-2

Delat kemikalieskåp

Utdragbar front i högtryckslaminat. Fyra fasta hyllor i övre utdrag och tre i nedre. Hyllornas sidor är försedda med hög kant. Ventilerat.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	300	600	2100	910301
	300	730	2100	910302

Utdragbar front i högtryckslaminat. Fyra fasta hyllor i övre utdrag och tre i nedre. Hyllornas sidor är försedda med hög kant. Ventilerat.

Detta skåp är anpassat för montering bredvid Dragskåp, DS Care.

	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
	300	730/625	2100	910303

Dragskåp, DS Care

Stomme i högtryckslaminat och arbetsyta i rostfritt syrafast stål. Som standard ingår en kallvattenarmatur, vask, jordad elpanel för tre uttag och strömbrytare för belysning. Underdel, stålstativ. Lucka i lamellglas.



Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
900	804	2330	60020
1200	804	2330	60021
1500	804	2330	60022

Tillval:

- Gasarmatur
- Tryckluftsarmatur
- Dragskåpslarm, vilket larmar vid felaktigt luftflöde
- Gränslägesbrytare

Kan även levereras med epoxy och keramiska arbetsytor.

VENTILERAD INREDNING

Alla mått anges i mm.

Skoldragaskåp, SÖ Care

Stomme i högtryckslaminat och arbetsyta i rostfritt syrafast stål. Som standard ingår en kallvattenarmatur, vask, jordad elpanel för tre uttag och strömbrytare för belysning.



	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
SÖ-600 Fast	1000	600	2100	60003
SÖ-600 Mobilt	1000	600	2100	60004

Tillval:

- Gasarmatur
- Tryckluftsarmatur
- Glasad gavel/gavlar och/eller rygg
- Dragskåpslarm, vilket larmar vid felaktigt luftflöde
- Gränslägesbrytare
- Underdel, stålstativ

Draghuv, DH10

Stomme i högtryckslaminat. Vikbar front i plexiglas. Belysning.



Bredd	1000
Djup	600
Höjd	700
Art.nr	60010

Draghuv, DH12

Stomme i högtryckslaminat. Lucka i lamellglas.



Bredd	1200
Djup	800
Höjd	1450
Art.nr	60012

Tillval:

- Elpanel för tre uttag och strömbrytare för belysning
- Dragskåpslarm, vilket larmar vid felaktigt luftflöde

Lafbänk

Mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II. Testad och godkänd enligt EN 12469 TÜV.



Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
975	840	2180	60401
1280	840	2180	60402
1625	840	2180	60403
1930	840	2180	60404

Kontakta oss för mer information angående andra mått och utförande, tillval samt teknisk beskrivning.

VENTILERAD INREDNING

Alla mått anges i mm.

Gasolskåp

Avsett att placeras mot yttervägg. Ventilation genom yttervägg utan mekanisk ventilation. Kan skåpet ej placeras mot yttervägg krävs mekanisk ventilation och då skall skåp EI 30 KEM användas (Kontakta oss för mer information). Som standard levereras skåpen med högerhängd dörr och ventilation genom rygg.



Benämning	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
EI30 GAS4	925	600	853	11104-2
EI30 GAS1	925	770	853	11101-2
EI30 GAS2	925	770	1123	11102-2
EI30 GAS3	925	600	2003	11103-2
Tillbehör				
EI30 L	Lås			11105
EI30 H12	Hylla, djup 770			11106
EI30 H3	Hylla, djup 600			11107
EI30 UH12	Utdragbar hylla, djup 770			11108
EI30 UH3	Utdragbar hylla, djup 600			11109
EI30 Vagn	Vagn med ramp, djup 770			11110

Brandisolerat kemikalieskåp

Brandisolerat kemikalieskåp för anslutning till frånluftsventilation.



Benämning	Dörr	Bredd	Djup	Höjd	Hyllor	Art.nr
G200	Enkeldörr	600	600	2095	Fem hyllor	11125-1
G200	Enkeldörr	600	600	2095	Fem hyllor	11125-2
G2004B	Pardörr	1000	450	2095	Fem hyllor	11126-3
G2006B	Pardörr	1000	600	2095	Fem hyllor	11127-3
G1204E	Pardörr	1000	450	1295	Tre hyllor	11128-3
G803G	Pardörr	1000	300	895	En hylla	11129-3
G804G	Pardörr	1000	450	895	En hylla	11130-3
G806G	Pardörr	1000	600	895	En hylla	11131-3

Brandsäkert kemikalieskåp F60

Ventilerat. Brandsäkert, 60 minuter. Dörrar uppställningsbara men stängs automatiskt vid en temperaturstegring på mer än 50° i rummet. Uppsamlingsstråg i botten.



Benämning	Dörr	Bredd	Djup	Höjd	Hyllor	Art.nr
F60-KEM1	Enkeldörr	630	615	670	En flyttbar	11120-2
F60-KEM2	Pardörr	1140	615	670	En flyttbar	11121-3
F60-KEM3	Pardörr	1140	615	1050	Två flyttbara	11122-3
F60-KEM4	Enkeldörr	630	615	1850	Tre flyttbara	11123-2
F60-KEM5	Pardörr	1140	615	1850	Tre flyttbara	11124-3

VENTILERAD INREDNING

Alla mått anges i mm.

Luftridåskåp, CBC-A

CBC-A luftridåskåp är ett alternativ till traditionella dragskåp med krav på mindre luft och innebär därmed lägre energiförbrukning. Fungerar som ett dragskåp men med en luftridå i framkant av skåpet istället för transparent skiva.



Bredd	1275
Djup	760
Höjd	625
Art.nr	60501

Kontakta oss för mer information angående luftridåskåp.

Mobilt luftridåskåp, CBC-A

Ett recirkulerande mobilt system med stor flexibilitet. Arbetar oberoende av central ventilation men möjlighet finns att ansluta till det centrala frånluftssystemet. Det mobila luftridåskåpet innebär en helt mobil lösning utan några fasta installationer och utsuget kan flyttas dit det behövs för tillfället.

Bredd	1275
Djup	760
Höjd	625
Art.nr	60510

Mått avser enbart skåp.
Kontakta oss för mer information angående luftridåskåp.

Punktutsug

3 leder och manuellt spjäll. Aluminiumrör och leder i vit polypropen som standard.
Finns för Bords-, Vågg- eller Takmontage. Ange -B, -V eller -T efter artikelnumret.
Takinfastning för takmontage, huvar samt sugspets till samtliga modeller ingår ej som standard.

Längd	Ø50	Ø75
1000	61001	61011
1300	61002	61012
1500	61003	61013



Tillbehör	Längd	Rördim, Ø	Art.nr
Takinfastning	250	-	61051
Takinfastning	500	-	61052
Täckplatta till takinfästning	-	-	61053
Sugspets	300	50	61054
Sugspets	300	75	61055
Planhuv	300x200	50	61056
Planhuv	300x200	75	61057
Kupolhuv, Ø350	-	50	61058
Kupolhuv, Ø350	-	75	61059



Sugspets



Planhuv



Kupolhuv

VENTILERAD INREDNING

Alla mått anges i mm.

Dragbänk

Rostfritt syrafast stål. Försedd med anslutning av 1 meter rostritt syrafast rör, Ø 160.
Stativ av vitt epoxilackerat stål.



Längd	Djup	Höjd	Art.nr
800	800	-	60101 (exkl. stativ)
800	800	900	60102 (inkl. stativ)
1200	800	-	60103 (exkl. stativ)
1200	800	900	60104 (inkl. stativ)

Rostfritt syrafast stål. Försedd med anslutning av 1 meter rostritt syrafast rör, Ø 160.
Stativ av vitt epoxilackerat stål.



Längd	Djup	Höjd	Art.nr
900	600	-	60111 (exkl. stativ)
900	600	900	60112 (inkl. stativ)
1200	600	-	60113 (exkl. stativ)
1200	600	900	60114 (inkl. stativ)

Dragbänk i rostfritt syrafast stål, för infällnad i bänkskiva. Försedd med anslutning av 1 meter rostritt syrafast rör, Ø 160.



Längd	Djup	Art.nr
850	570	60121
1050	570	60122

Draglåda

Rostfritt syrafast stål. Försedd med anslutning av 1 meter rostritt syrafast rör, Ø 160.




Längd	Djup	Höjd	Art.nr
810	510	65	60131

VENTILERAD INREDNING

Alla mått anges i mm.

Skyddshuv

Av akrylplast. Placeras på dragbänk



	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
SH-620	620	500	550	60201
SH-820	820	500	550	60202

Ventilerad vågplats

Vågfundament inklusive draglåda. Draglåda i rostfri syrafast stål. Försedd med anslutning av 1 meter rostritt syrafast rör, Ø 160.




Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
800	800	900	60300

Skyddshuv ingår ej.

Vågfundament

Inklusive vågplatta, 400x400x60. Höjdmått exklusive vågplatta.



Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
550	410	900	62001

Vågbord och vågfundament går att få i andra mått. Kontakta oss för mer information.



ARBETSBORD

Alla mått anges i mm.

Bord & diskbänkar



Elektriskt höj- och sänkbart bord

120 kg utbredd maxbelastning.
Kan levereras med samtliga bänkskivor i sortimentet.
Stativfärg: Vit, svart, grå eller silver (RAL 9006).

Höjd 680-1180
Bredd (stativ) 1080-1720
Bredd (skiva) 1100-2000
Art.nr 49310-1 *



* Art.nr avser stativ. Vid val av bänkskiva, ange beteckning enligt sid 20-21 efter art.nr.
T.ex 49310-1-ÖB för bänkskiva i överlaminerad bok.
Ange även bredd och djup på bänkskiva vid beställning.

3C elektriskt höj- och sänkbart bord

Anpassat för labsystem 3C. 80 kg utbredd maxbelastning.
Kan levereras med samtliga bänkskivor i sortimentet.
Stativfärg: Vit, svart, grå eller silver (RAL 9006).

Höjd 720-1080
Bredd (stativ) 1080-1720
Bredd (skiva) 1100-1800
Art.nr 49301-1-3C *



* Art.nr avser stativ. Vid val av bänkskiva, ange beteckning enligt sid 20-21 efter art.nr.
T.ex 49301-1-3C-ÖB för bänkskiva i överlaminerad bok.
Ange även bredd och djup på bänkskiva vid beställning.

Väggmonterat elektriskt höj- och sänkbart bord

80 kg utbredd maxbelastning.
Kan levereras med samtliga bänkskivor i sortimentet.
Stativfärg: Vit, svart, grå eller silver (RAL 9006).

Höjd 579-1229
Bredd (stativ) 1080-1720
Bredd (skiva) 1100-2000
Art.nr 49320-1 *




* Art.nr avser stativ. Vid val av bänkskiva, ange beteckning enligt sid 20-21 efter art.nr.
T.ex 49320-1-ÖB för bänkskiva i överlaminerad bok.
Ange även bredd och djup på bänkskiva vid beställning.

Väggmonterad elektriskt höj- och sänkbar pulpet

40 kg utbredd maxbelastning.
Kan levereras med samtliga bänkskivor i sortimentet.
Stativfärg: Vit, svart, grå eller silver (RAL 9006).

Höjd 579-1229
Djup (skiva) 410-600
Bredd (skiva) 600-1000
Art.nr 49330-1 *



* Art.nr avser stativ. Vid val av bänkskiva, ange beteckning enligt sid 20-21 efter art.nr.
T.ex 49330-1-ÖB för bänkskiva i överlaminerad bok.
Ange även bredd och djup på bänkskiva vid beställning.

Mikroskopibord, elektriskt höj- och sänkbart

120 kg utbredd maxbelastning.
Levereras som standard med skiva i 16 mm kompaktlaminat med brun kärna.
Stativfärg: Vit, svart, grå eller silver (RAL 9006).

Höjd 680-1180
Bredd (stativ) 1080-1720
Bredd Djup Art.nr
1200 603 49412-60
1200 803 49412-80
1500 603 49415-60
1500 803 49415-80
1800 603 49418-60
1800 803 49418-80



Önskas andra mått, ange bredd och djup på bänkskiva vid beställning.

ARBETSBORD



Väggfast. Stödben **med** tvärstag.



Väggfast. Stödben **utan** tvärstag.

Alla mått anges i mm.

För val av utförande på bänkskiva, ange beteckning efter artikelnummer XXXXX-XX-ÖB.

ÖB - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i bok

ÖÖ - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i björk

ÖE - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i ek

PF - Högtryckslaminat med postformad framkant

RA - Högtryckslaminat med rak kant (ange kantlist)

MA - Massiv stavlimmad (ange bok, björk eller ek)

För tillvalsmöjligheter, se vår Kulör- & Materialguide.

Väggfasta arbetsbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena, två stödben **med** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts. **Höjd 900.**

Längd	Art.nr (djup 603)	Art.nr (djup 703)	Art.nr (djup 803)
800	49108-69-ÖB	49108-79-ÖB	49108-89-ÖB
1000	49110-69-ÖB	49110-79-ÖB	49110-89-ÖB
1200	49112-69-ÖB	49112-79-ÖB	49112-89-ÖB
1400	49114-69-ÖB	49114-79-ÖB	49114-89-ÖB
1600	49116-69-ÖB	49116-79-ÖB	49116-89-ÖB
1800	49118-69-ÖB	49118-79-ÖB	49118-89-ÖB
2000	49120-69-ÖB	49120-79-ÖB	49120-89-ÖB
2400	49124-69-ÖB	49124-79-ÖB	49124-89-ÖB

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena, två stödben **utan** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts. **Höjd 900.**

Längd	Art.nr (djup 453)	Art.nr (djup 603)
800	49208-49-ÖB	49208-69-ÖB
1000	49210-49-ÖB	49210-69-ÖB
1200	49212-49-ÖB	49212-69-ÖB
1400	49214-49-ÖB	49214-69-ÖB
1600	49216-49-ÖB	49216-69-ÖB
1800	49218-49-ÖB	49218-69-ÖB
2000	49220-49-ÖB	49220-69-ÖB
2400	49224-49-ÖB	49224-69-ÖB

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena, två stödben **med** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts. **Justerbar höjd 695–995.**

Längd	Art.nr (djup 603)	Art.nr (djup 703)	Art.nr (djup 803)
800	49108-60-ÖB	49108-70-ÖB	49108-80-ÖB
1000	49110-60-ÖB	49110-70-ÖB	49110-80-ÖB
1200	49112-60-ÖB	49112-70-ÖB	49112-80-ÖB
1400	49114-60-ÖB	49114-70-ÖB	49114-80-ÖB
1600	49116-60-ÖB	49116-70-ÖB	49116-80-ÖB
1800	49118-60-ÖB	49118-70-ÖB	49118-80-ÖB
2000	49120-60-ÖB	49120-70-ÖB	49120-80-ÖB
2400	49124-60-ÖB	49124-70-ÖB	49124-80-ÖB

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena, två stödben **utan** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts. **Justerbar höjd 695–995.**

Längd	Art.nr (djup 453)	Art.nr (djup 603))
800	49208-40-ÖB	49208-60-ÖB
1000	49210-40-ÖB	49210-60-ÖB
1200	49212-40-ÖB	49212-60-ÖB
1400	49214-40-ÖB	49214-60-ÖB
1600	49216-40-ÖB	49216-60-ÖB
1800	49218-40-ÖB	49218-60-ÖB
2000	49220-40-ÖB	49220-60-ÖB
2400	49224-40-ÖB	49224-60-ÖB

ARBETSBORD



Fristående. Stativgavlar med tvärstag.



Rullbord.

Alla mått anges i mm.

Fristående arbetsbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, två stativgavlar med tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts. **Höjd 900.**

Längd	Art.nr (djup 603)	Art.nr (djup 703)	Art.nr (djup 803)
800	49008-69-ÖB	49008-79-ÖB	49008-89-ÖB
1000	49010-69-ÖB	49010-79-ÖB	49010-89-ÖB
1200	49012-69-ÖB	49012-79-ÖB	49012-89-ÖB
1400	49014-69-ÖB	49014-79-ÖB	49014-89-ÖB
1600	49016-69-ÖB	49016-79-ÖB	49016-89-ÖB
1800	49018-69-ÖB	49018-79-ÖB	49018-89-ÖB
2000	49020-69-ÖB	49020-79-ÖB	49020-89-ÖB
2400	49024-69-ÖB	49024-79-ÖB	49024-89-ÖB

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, två stativgavlar med tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts. **Justerbar höjd 695–995.**

Längd	Art.nr (djup 603)	Art.nr (djup 703)	Art.nr (djup 803)
800	49008-60-ÖB	49008-70-ÖB	49008-80-ÖB
1000	49010-60-ÖB	49010-70-ÖB	49010-80-ÖB
1200	49012-60-ÖB	49012-70-ÖB	49012-80-ÖB
1400	49014-60-ÖB	49014-70-ÖB	49014-80-ÖB
1600	49016-60-ÖB	49016-70-ÖB	49016-80-ÖB
1800	49018-60-ÖB	49018-70-ÖB	49018-80-ÖB
2000	49020-60-ÖB	49020-70-ÖB	49020-80-ÖB
2400	49024-60-ÖB	49024-70-ÖB	49024-80-ÖB

Rullbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, två stativgavlar med tvärstag, metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts samt länkhjul.

Längd	Höjd	Art.nr (djup 603)	Art.nr (djup 803)
900	900	49009-68-ÖB	49009-88-ÖB
1200	900	49012-68-ÖB	49012-88-ÖB
1400	900	49014-68-ÖB	49014-88-ÖB
1500	900	49015-68-ÖB	49015-88-ÖB
1600	900	49016-68-ÖB	49016-88-ÖB
1800	900	49018-68-ÖB	49018-88-ÖB

Går även att få hjul med broms.

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, två stativgavlar med tvärstag, metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts samt länkhjul. **Justerbar höjd.**

Längd	Höjd	Art.nr (djup 603)	Art.nr (djup 803)
900	695-995	49009-61-ÖB	49009-81-ÖB
1200	695-995	49012-61-ÖB	49012-81-ÖB
1400	695-995	49014-61-ÖB	49014-81-ÖB
1500	695-995	49015-61-ÖB	49015-81-ÖB
1600	695-995	49016-61-ÖB	49016-81-ÖB
1800	695-995	49018-61-ÖB	49018-81-ÖB

Går även att få hjul med broms.

Oktagonbord

Mediaenheten kan bestyckas med el, data, gas och tryckluft.

Djup	1510
Bredd	1510
Art.nr	49800-1

Kontakta oss för mer information och andra mått.



DISKBÄNKAR, DISKBÄNKSBESLAG

Alla mått anges i mm.

Diskbänk

Rostfri stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200). Total tjocklek, 32 mm. Metallstativ med vit epoxi som standard. För alternativa stativfärger, se vår Kulör- & Materialguide.



Längd	Bredd	Höjd	Art.nr	Disklådans placering
600	600	900	53001-R-C	Centrisk
1200	600	900	53002-R-V	Vänster
1200	600	900	53002-R-H	Höger
1500	600	900	53003-R-V	Vänster
1500	600	900	53003-R-H	Höger
1500	600	900	53003-R-C	Centrisk
1800	600	900	53004-R-V	Vänster
1800	600	900	53004-R-H	Höger
1800	600	900	53004-R-C	Centrisk

Rostfri **syrafast** stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200). Total tjocklek 32 mm. Metallstativ med vit epoxi som standard. För alternativa stativfärger, se vår Kulör- & Materialguide.



Längd	Bredd	Höjd	Art.nr	Disklådans placering
600	600	900	53001-RS-C	Centrisk
1200	600	900	53002-RS-V	Vänster
1200	600	900	53002-RS-H	Höger
1500	600	900	53003-RS-V	Vänster
1500	600	900	53003-RS-H	Höger
1500	600	900	53003-RS-C	Centrisk
1800	600	900	53004-RS-V	Vänster
1800	600	900	53004-RS-H	Höger
1800	600	900	53004-RS-C	Centrisk

Diskbänksbeslag

Rostfri **syrafast** stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200). Ange -V, -H eller -C för placering av disklåda till Vänster, Höger eller Centriskt.



Längd	Bredd	Art.nr	Längd	Bredd	Art.nr
600	600	53020-RS-	1600	600	53026-RS-
600	800	53031-RS-	1600	800	53037-RS-
800	600	53021-RS-	1800	600	53027-RS-
800	800	53032-RS-	1800	800	53038-RS-
1000	600	53022-RS-	2000	600	53028-RS-
1000	800	53033-RS-	2000	800	53039-RS-
1200	600	53023-RS-	2200	600	53029-RS-
1200	800	53034-RS-	2200	800	53040-RS-
1400	600	53024-RS-	2400	600	53030-RS-
1400	800	53035-RS-	2400	800	53041-RS-
1500	600	53025-RS-			
1500	800	53036-RS-			

Skoldiskbänksbeslag i stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (400x350x160). Total tjocklek 32 mm. Vändbar.



Längd	Bredd	Art.nr
1000	450	53050-R (rostfri)
1000	450	53050-RS (syrafast)

DISKLÅDOR

Alla mått anges i mm.

Disklådor

Disklåda i rostfri **syrafast** stålplåt. Vattenlås samt hakbeslag för infällnad ingår.



	Bredd	Djup	Låddjup	Art.nr
Infällnad	500	400	200	53070-RS
Infällnad	400	340	145	53071-RS
Underlimning	500	400	200	53072-RS
Underlimning	400	340	145	53073-RS

Disklåda i rostfri stålplåt. Vattenlås samt hakbeslag för infällnad ingår.



	Bredd	Djup	Låddjup	Art.nr
Infällnad	500	400	200	53070-R
Infällnad	340	400	160	53071-R
Underlimning	500	400	200	53072-R
Underlimning	340	400	160	53073-R

Disklåda i polypropen. Med plan kant. Lämplig både för infällnad och underlimning.



	Bredd	Djup	Låddjup	Art.nr
Beigegrå, RAL 7032	400	400	250	53080
Beigegrå, RAL 7032	500	400	250	53081
Ljusgrå, RAL 7035	400	400	250	53082
Ljusgrå, RAL 7035	500	400	250	53083

Disklåda i epoxy. För infällnad i epoxybänkskiva. Se sid 21.



	Bredd	Djup	Låddjup	Art.nr
D15	406	305	203	53084
D25	457	381	201	53085

TILLBEHÖR

Alla mått anges i mm.

Gipsavskiljare

För separering av gipsrester. Installation under disklåda.



Rostfri syrafast	Ø	Höjd	Art.nr
	300	390	53091

Vattenlås

Av polypropen i S/P-modell.



1,5" x 50 mm	Art.nr
	53090

Labtratt


Av polypropen.



Bredd	Djup	Art.nr
295	145	6105

Torkställ

PVC-klädd rundtråd. Komplet med droplåda.



Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
420	150	610	11200

Gallerhylla

Avsedd att användas till diskbänk.



Bredd	Djup	Art.nr
1180	500	53010
1480	500	53011



Övrigt




VVS-ARMATURER

Alla mått anges i mm.


För varmt och kallt vatten

Etthålsblandare för bord. Piputsprång, 180 mm.




Art.nr
63001

Ettgreppsblandare för etthålsmontage. Piputsprång, 180 mm.




Art.nr
63002

Bordsarmatur med inbyggd BALLOFIX® föravstängningsventil. Piputsprång, 120 mm.



Art.nr
63003


Bordsarmatur med inbyggd BALLOFIX® föravstängningsventil.



Art.nr
63004

För avjoniserat och destillerat vatten

Bordsarmatur med Pex-rör och anslutningsnippel i plast.



Art.nr
63008

VVS-ARMATURER

Alla mått anges i mm.


För gasol/stadsgas, tryckluft och vakuum

Enkel bordsarmatur för gasol/stadsgas, tryckluft och vakuum.



	Art.nr
Gasol/stadsgas	63011
Tryckluft	63013
Vakuum	63015

Dubbel bordsarmatur, 180°, för gasol/stadsgas, tryckluft och vakuum.



	Art.nr
Gasol/stadsgas	63012
Tryckluft	63014
Vakuum	63016

Nöd- och ögondusch

Ögon-/ansiktsdusch med två strålmunstycken. Väggmonterad för synlig rördragning. Vattenmängden regleras med inbyggd FLOWFIX.



Art.nr
63030

Nöddusch för väggmontage och utanpåliggande rörmontage. Självdränerande duschhuvud inklusive öppningsstång.



Art.nr
63040

Termostatstyrd skyddsblendare för ögondusch inklusive väggkonsol och BALLOFIX® föravstängningsventil.



Art.nr
63035

EL-TILLBEHÖR

Alla mått anges i mm.

Eluttagslist

Eluttagslist, 44x44 (BxD), i aluminium för montering i C-skena alternativt laboratoriebord. Kan fås med tillval; strömbrytare, jordfelsbrytare och automatsäkring.



	Längd	Art.nr
4 eluttag	308	64003
8 eluttag	440	64004

Laboratoriepanel

Laboratoriepanel, 60x50 (BxD), för horisontell montering mellan C-skenor och laboratoriestolpar. Kan fås med tillval; strömbrytare, jordfelsbrytare och automatsäkring.



	Längd	Art.nr
4 eluttag	870	64008
6 eluttag	1170	64011

STOLAR

Arbetsstol

Kvalitetsstol med sits och rygg i PU-skum. Euromatic-mekanismen möjliggör steglös inställning av rygg- och sitsvinkel medan man sitter på stolen.

Hög modell med glidfötter.

Sitthöjd: 63-89 cm.



69401-0-0

	Art.nr
Glidfötter	69401-0-0
Fotbygel och glidfötter	69402-0-0
Fotring och glidfötter	69403-0-0



69402-0-0



69403-0-0

En mycket behaglig och praktisk arbetsstol med kraftig konstläderklädsel vilket gör den enkel att torka av. Euromatic-mekanismen möjliggör steglös inställning av rygg- och sitsvinkel medan man sitter på stolen.

Hög modell med glidfötter.

Sitthöjd: 63-89 cm.



69405-0-0

Standardfärger,
konstläder:



Svart 70



Blå 71

	Art.nr
Glidfötter	69405-0-0
Fotbygel och glidfötter	69406-0-0
Fotring och glidfötter	69407-0-0



69406-0-0



69407-0-0

Tillval till samtliga modeller

- Hjul, 50 mm trögrullande. Artikeltillägg xxxxx-1-x.
- Hjul, 50 mm belastningsbromsade. Artikeltillägg xxxxx-2-x.
- Ställbara armstöd. Artikeltillägg xxxxx-x-1.

Ex. Artikel 69401 med hjul och ställbara armstöd, 69401-1-1

För mer information och ett bredare urval besök vår hemsida,
www.careco.se eller kontakta oss på tel. 0479-155 60.

VILLKOR

§ 1. TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller om de ej ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

§ 2. OFFERT

Giltighet

Offerts giltighet är 30 dagar från offert-datum, om annat ej angivits. Eventuella tillägg för index anges i offert och order-bekräftelse. Leveranstid och eventuell monteringstid gäller med reservation för mellanliggande försäljning. Vid hög ordergång förbehåller vi oss rätt att i orderbekräftelse angiva möjlig leveranstid. Om köparen i dylikt fall ej inom 8 dagar efter vår bekräftelse meddelar oss att köparen på grund av den i bekräftelsen angivna leveranstiden önskar återkalla beställningen, gäller i bekräftelsen angiven leveranstid som avtalad.

§ 3. PRODUKTINFORMATION

Uppgifter i produktinformation och/eller prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

§ 4. RITNINGAR MM

Alla ritningar, tekniska handlingar samt offerthandlingar rörande godset eller dess tillverkning, vilka före eller efter avtalets ingående överlämnas till köparen, förblir Carecos egendom. Mottagna ritningar, tekniska handlingar, offerthandlingar eller teknisk information får inte utan Carecos skriftliga medgivande användas för annat ändamål än det för vilket de överlämnats. De får inte utan Carecos skriftliga medgivande kopieras, reproduceras, utlämnas till tredje man eller på annat sätt bringas till dennes kännedom.

§ 5. ORDER

Order bekräftas med skriftlig eller faxad orderbekräftelse. Anmärkning mot bekräftelse skall göras inom 8 dagar från mottagandet. Annullering får endast ske efter överenskommelse med säljaren.

§ 6. PRISUPPGIFTER

§ 6.1. För avtalet angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt samt pålagor.

§ 6.2. Begär köparen längre leveranstid än tre månader från beställningsdagen äger Careco rätt att ändra pris motsvarande förändringen av för branschen gällande index mellan beställnings- och leveransdag.

§ 7. ÄNDRING I PRODUKT

Careco äger rätt att, utan underrättelse till köparen, göra de mindre modell- och konstruktionsändringar av produkt, som är tillverkningstekniskt eller kvalitetsmässigt motiverande.

§ 8. LEVERANS MM

§ 8.1. Leveranstid från fabrik anges i orderbekräftelse. Om nödvändiga uppgifter saknas från beställaren kan leveranstiden senareläggas.

§ 8.2. Leverans sker från fabrik.

§ 8.3. Leveranstid räknas från den dag, då fullständiga uppgifter rörande leverans kommit Careco tillhanda och övriga villkor av köparen fullgjorts. Om köparen ej i rätt tid uppfyllt av honom åliggande förpliktelser, eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg till eller ändringar i beställningen, är Careco berättigat att förlänga leveranstiden med en av omständigheterna betingad frist.

§ 9. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Levererat gods förblir Carecos egendom till dess full betalning erlagts. Vid delbetalning, om återtagande sker, bestämmer Careco ensidigt vilken del av leverans som kvarstår obetald.

§ 10. BETALNINGSVILLKOR

§ 10.1. Köparen erlägger betalning för levererat gods inom trettio (30) dagar från fakturadatum om ej annat skriftligen överenskommits.

§ 10.2. Om köparen inte betalar i rätt tid är Careco berättigade att från fakturans förfallodag tillgodoräkna sig dröjsmålsränta, som vid varje tidpunkt med åtta (8) procentenheter överstiger Riksbankens diskonto.

§ 10.3. Om köparen inte betalat tre (3) månader efter förfallodagen, har Careco rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Careco har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada de lider.

§ 11. SÄKERHET

Uppkommer skälig anledning att antaga att köparen inte rätteligen kommer att erlägga köpeskilling eller annan avgift äger Careco innehålla leverans, till dess betryggande säkerhet ställts. Careco äger även häva avtalet helt eller delvis, om köparen ej ställer sådan säkerhet för avtalets fullgörande. Om avtalet hävs på denna grund är Careco berättigad till ersättning för den skada de lider.

§ 12. CARECOS ARBETE I LOKALER ANVISADE AV KÖPAREN

§ 12.1. Har Careco åtagit sig uppackning, montering och uppställning av gods i lokal anvisad av köparen åligger det köparen att tillse:

att lokalen kan disponeras av Careco under tid angiven av Careco;

att uppgjord byggplan hålles tidsmässigt;

att fullgoda lokaler står till Carecos förfogande på byggarbetsplatsen;

att tillfartsvägar och eventuella hissar utan hinder kan disponeras av Careco;

att erforderlig elkraft och belysning finns i berörda lokaler; samt

att bortforsling av emballage från byggarbetsplatsen samt städning sker.

Köparen svarar för stöld och skador i lokalen, som utan Carecos vållande drabbar levererat gods.

§ 12.2. Brister köparen i sina åligganden enligt § 11 samt § 12.1. ovan, varvid leverans eller montering förhindras eller försenas, eller avviker lokalerna från köparen tillhandahållna handlingar på sådant sätt att montering fördyras, äger Careco rätt till ersättning för uppkomna merkostnader.

§ 12.3. Begär köparen ändring av eller tillägg till avtalade arbeten, äger Careco rätt att debitera kostnaderna härför på löpande räkning. Vid nu aktuella förhållanden äger § 11, § 12.1 samt § 12.2 motsvarande tillämpning.

§ 13. AVISERING AV FÖRSENING

§ 13.1. Finner part att försening kommer eller sannolikt kommer att inträffa, skall detta utan uppskov skriftligen meddelas den andra parten. Därvid skall anges orsaken till förseningen samt såvitt möjligt den tidpunkt, då leveransen eller mottagandet

beräknas kunna ske. Vad som nu sagts gäller även i leverans ingående delleveranser. Har part ej inom fem (5) arbetsdagar från mottagandet av avisering om försening meddelat den andra parten att den nya tidpunkten för leverans eller mottagande ej godtages, skall den nya tidpunkten gälla.

§ 13.2. Försenas leveransen på grund av någon omständighet som enligt § 19 utgör befrielsegrund eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

§ 13.3. Underlåter köparen att ta emot godset på avtalad dag, är han ändå, om Careco så kräver, skyldig att erlägga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om godset hade levereras. Careco skall ombesörja lagring av godset på köparens risk och bekostnad. Om ej annat avtalats skriftligen mellan parterna skall kostnaden för lagring utgöras av 0,5 % av leveransens bruttovärde exklusive mervärdesskatt per påbörjad vecka.

Om köparen kräver det skall Careco försäkra godset på köparens bekostnad.

§ 13.4. Såvida inte köparens i § 13.3. angivna underlåtenhet beror på förhållande som avses i § 19, kan Careco skriftligen fordra att köparen tar emot godset inom en skälig frist.

Underlåter köparen, av orsak som säljaren inte bär ansvaret för, för att ta emot godset inom fristen, har Careco rätt att genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den del av leveransfärdigt gods som på grund av köparens underlåtenhet inte har levererats. Careco har i sådant fall rätt till ersättning för den skada, som köparens underlåtenhet åsamkat dem.

§ 14. MOTTAGNINGSKONTROLL, REKLAMATION OCH RETURER

§ 14.1. Köparens mottagningskontroll skall ske omedelbart vid godsets ankomst och, för det fall godset ej omedelbart avsynas, omfatta avstämning mot eventuell följesedel samt utifrån synliga skador. Det åligger köparen att vidta slutlig mottagningskontroll avseende godsets skick inom sju (7) dagar från godsets ankomst.

§ 14.2. Brist eller synlig skada på godset, som kan antagas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till fraktföraren. Därjämte skall Careco omedelbart underrättas.

§ 14.3. Det åligger köparen att omedelbart reklamera fel eller brist som köparen märkt vid godsets ankomst eller vid slutlig mottagningskontroll.

§ 14.4. Reklamerar inte köparen inom föreskriven frist trots att han märkt eller bort märka fel eller brister, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund härav.

§ 14.5. Reklamation skall ske skriftligen och innehålla uppgift om felets art och ungefärliga omfattning respektive bristens storlek.

§ 14.6. Har reklamation skett enligt denna § inom föreskriven frist, skall Careco ges möjlighet till besiktning av godset.

VILLKOR

§ 16. ANSVAR FÖR SAKSKADA ORSAKAD AV GODSET

Köparen skall hålla Careco skadeslös i den utsträckning Careco åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som Careco inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna paragraf.

Careco ansvarar inte för skada som godset orsakar

a/ på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller

b/ på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller på skada på lös eller fast egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset.

Säljaren svarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

Nämnda begränsningar i Carecos ansvar gäller inte om Careco gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna paragraf, skall andra parten genast underrättas härom.

Careco och köparen är skyldig att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och Careco skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt § 22.

§ 17. GARANTITID

För alla katalogvaror lämnar Careco två (2) års garanti mot fabriktionsfel, räknat från leveransdag, förutsatt att varorna direkt efter leverans placeras i lokaler med normal temperatur och ej utsätts för onormal förslitning eller överkan. Vid montering på plats av Careco gäller två (2) års garanti från godkänd besiktningsdatum.

§ 18. BESIKTNING

Careco skall skriftligen meddela köparen, när montering utförd av Careco är avslutad. Köparen skall inom en (1) månad från sådant meddelande skriftligen påkalla besiktning för godkännande av Carecos montering. Påkallar köparen inte besiktning inom nämnda tid, har köparen godkänt Carecos montering.

§ 19. FORCE MAJEURE

§ 19.1. Följande orsaker skall anses utgöra befrielsegrunder därest de hindrar eller försvårar avtalets fullgörande:

Arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet och inskränkning av drivkraft samt fel i eller försening av leverans från underleverantör som beror på ovannämnda omständigheter.

§ 19.2. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i ovan i § 19.1., att utan dröjsmål underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

Vid force majeure hos köparen skall han ersätta Careco för de kostnader de får vidkännas för att säkra och skydda godset.

§ 19.3. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande hindras av omständighet som ovan nämns i denna paragraf.

§ 20. HÄVNING VID CARECOS FÖRSENING

Vid försenad leverans äger köparen rätt att häva avtalet endast om avtalad leveranstidpunkt avsevärt överskridits och förseningen medför väsentlig olägenhet för köparen.

§ 21. ANSVARSBEGRÄNSNING

Carecos skadeståndsansvar vid fel eller brist i godset eller vid försening av leverans omfattar inte utebliven vinst eller annan indirekt skada. Inte i något fall skall Carecos ansvar omfatta skador som då avtalet ingicks inte rimligen kunde tas med i beräkningen av Careco. Carecos skadeståndsansvar är begränsat till sammanlagt ett belopp motsvarande värdet av det gods som skadats eller försenats.

§ 22. TVIST

Twist angående tolkningen eller tillämpningen av dess allmänna försäljnings- och leveransvillkor och därmed sammanhängande förhållanden skall avgöras av allmän domstol enligt gällande svensk lag.

MATERIALFAKTA

Skåpstomme

19 mm belagd spånskiva med yta av 120 gr direktlaminat (melamin) på båda sidor. Standard kulör är vit direktlaminat men kan som alternativ standard väljas i grått eller trämönstrad björk, bok eller ek. Vi kan även leverera stommar i andra utförande som tillval.

Synliga delar kantlistas med 0,8 mm slagtålig ABS-list, kulöranpassad efter stomme.

Fanerade skåpsstommar består av fanerad spånskiva och kantlist i faner med trästruktur anpassad till stomme.

Skåpsidorna har invändigt förborrade hål med 32 mm c/c-avstånd för flexibel placering av inredning såsom skåpshyllor, trådbackar m.m.

Bottnar på standardskåp är förborrade för montering av sockelben.

Rygg

3,2 mm lackerad träfiberplatta. Insida vitmålad som standard. Finns även att tillgå med trästruktur.

Skåpshylla

19 mm belagd spånskiva med yta av 120 gr direktlaminat (melamin) på båda sidor. Standard kulör är vit direktlaminat men kan som alternativ standard väljas i grått eller trämönstrad björk, bok eller ek. Vi kan även leverera hyllor i andra utförande som tillval.

Framkant kantlistas med 0,8 mm slagtålig ABS-list kulöranpassad efter stomme.

Hyllbärare i plast vilka låser hyllorna. Enkelt monter- och demonterbara för flyttning av hyllor.

Sockel

16 mm vit direktlaminerad spånskiva, men kan som alternativ standard väljas i grått eller trämönstrad björk, bok eller ek. Vi kan även leverera socklar i andra utförande som tillval. Levereras i längder om 2 400 mm och ej kantlistade. Sammansättes med medföljande hörnprofiler i plast.

Luckor/Lådförstycken

Standard är 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat i vit, bok eller björk och med tillhörande överlaminerad massiv träkantlist. Som tillval finns ett brett sortiment såsom t ex direktlaminat, postformad spånskiva belagd med högtryckslaminat med kantlist av 0,8 mm slagtålig ABS-list, faner samt lackerat/målat utförande.

Luckorna är heltäckande med invändigt placerade gångjärn.

Ram-/Skjutluckor

Ram av spånskiva belagd med högtryckslaminat. Slagluckor med överlaminerade, postformade eller raka kanter. Skjutluckor med rak kant. Kantlist av 0,8 mm slagtålig ABS-list eller massivt trä. Glas av 3,0 mm floatglas av kvalitet AA.

Lådor

Lådor tillverkas med sidor av epoxilackerad plåt med integrerad rullfunktion. Lådbotten och bakstycke tillverkas av 12 mm spånskiva belagd med vit direktlaminat. Lådorna har lättgående rullbeslag med stopp i utdraget läge.

Gångjärn

Självstängande, helt i metall med clipfunktion, vilket innebär att luckan med ett enkelt handgrepp kan monteras och demonteras. Gångjärnen är dolda vid stängd lucka. Justerbara i sid-, höjd- och djupled. Öppningsvinkel är 120 grader som standard. Andra tillvalsmöjligheter finnes.

Handtag

Vita nylonhandtag, c/c 128 mm. Som tillval finns ett stort urval olika handtag samt spanjolethandtag.

Bänkskivor

Våra bänkskivor är som standard tillverkade av 28 mm spånskiva belagd med 0,8 mm högtryckslaminat. Se mer om utförande och kantprofiler under katalogavsnitt "Bänkskivor".

Postformad framkant tillverkas med radie 10/0 mm och övriga kanter belägges med 0,8 mm slagtålig ABS-kantlist.

Undersida kontralamineras på överlaminerad och postformad bänkskiva.

Hyllplan

Våra hyllplan är som standard tillverkade i 18 mm spånskiva belagd med 0,8 mm högtryckslaminat på både ovan- och undersida. Se mer om utförande och kantprofiler under katalogavsnitt "Hyllplan".

Passbitar

Som standard tillverkas passbitar i vit direktlaminat (melamin) och olistade. Vi kan även leverera passbitar i andra utförande som tillval.

Kantlist

Vit kulör på skivmaterial belägges med vit ABS-kantlist och trämönstrat skivmaterial belägges med trämönstrad kantlist anpassad efter valt trämönster. Övriga kulörer belägges med grå ABS-kantlist.

Draghuv

Stomme av 19 mm högtryckslaminerad spånskiva. Innergyg av 4 mm kompaktlaminat. Skyddsglas av plexiglas i DH10 och lamellglas i DH12.

Dragskåp

Stomme av 19 mm spånskiva belagd med vit högtryckslaminat på båda sidor. Innergyg och fördelare av 4 mm kompaktlaminat. Glaslucka av lamellglas och på SÖ-skåp plexiglas. Arbetsyta är som standard av rostfritt syrafast stål (EN 1.4401) med vattenfast spånskiva som bärarmaterial. Arbetsyta kan även som tillval erhållas i keramik eller massiv epoxy. Labtratt av polypropen.

Som standard är dragskåpen utrustade med 1 st kallvattenarmatur, vask, jordad elpanel för tre uttag och strömbrytare för belysning.

Dragbänk

Rostfritt syrafast stål (EN 1.4401) med vattenfast spånskiva som bärarmaterial. Frånluftsanslutning med Ø 160 mm.

Metall

Järnfosfaterad samt som standard lackerad med vit epoxi. Ben tillverkas i fyrkantsprofil, 30x30 mm och sarg i 50x30 mm.

Diskbänkar

Diskbänkar av rostfritt syrafast stål (EN 1.4401) och rostfritt stål (EN 1.4301) med vattenfast spånskiva som bärarmaterial. Diskbänkar levereras som standard med kantsektion 2 och 3 på rostfria syrafasta diskbänkar och 7 och 3 på rostfria diskbänkar.

Emballage

Miljövänlig krympfilm av polyeten. Kantskydd av kraftig kartong.

Materialkvalitet

Då ej annat anges gäller SIS 83 40 11 Skåp, kvalitetsbestämmelser och däri under hänvisningar tillämplig SIS-standard samt SS 83 90 30 Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning, Klassificering.

Följande krav enligt SS 83 90 30, avsnitt 4, gäller för spånskivor, massivt trä och träfiber-skivor.

Framträdande delar, Klass B.
Skymda delar och ytor, Klass C.
Dolda delar och ytor, Klass E.
Spånskivor enligt Klass 1. Uppfyller kraven enligt E-1.

Noggrannhet i tillverkning

Parallellitet hos springor, klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.5. Springbredd, klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.6. Luckor och lådors linjering , klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.7.

Sammansättning, klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.11 gäller för framträdande och skymda delar.

Reservation

Vid val av massiva eller fanerade material vill vi göra er uppmärksam på att trä är naturmaterial och uppvisar ofta variationer i färg och struktur. Detta kan även förekomma mellan t.ex. enskilda luckor, lådfronter eller detaljer och leveranser.

Genom vår ständiga produktutveckling och miljöanpassning förbehåller vi oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.

Av trycktekniska skäl kan produktens färger i katalogen avvika något från de verkliga färgerna.

Mått och toleranser

Skåpens breddmått understiger modulmått med 2 mm. Tolerans: +1 mm.

SÖKREGISTER

Arbetsbord	44	Laboratoriepanel	53
Beslag	11, 18	Labtratt	48
Brandisolerade kemikaleskåp	37	Lafbänk	36
Brandisolerat förvaringsskåp	32	Lufttridåskåp, CBC-A	38
Brandsäkra kemikaleskåp F60	37	Lådhurtsar	29
Bänkskivor	20	Mellanstag	17
Bänkskåp	28	Metallsarg	11, 17
Bärlist	10, 23	Mikroskopibord, elektriskt höj- och sänkbart	43
1C-system	12	Mobilt lufttridåskåp, CBC-A	38
2C-system	14	Nöd- och ögondusch	52
3C-system	6	Oktagonbord	45
Datahurts	27	Punktutsug	38
Delat kemikalieskåp	35	Rostfritt hyllsystem	24
Diskbänk	46	Rullbord	45
Diskbänksbeslag	46	Rullhurtsar	29
Diskbänkskåp	28	Sarg för överhylla	17
Disklådor	47	Skoldragskåp SÖ Care	36
Dragbänk	39	Skyddshuv	40
Draghuv	36	Stativ för genomräkningsskåp	17
Draglåda	39	Stativ för mittsektion	16
Dragskåp, DS Care	35	Stativ för överhylla	17
Elektriskt höj- och sänkbara bord	43	Stativgavel	16
Eluttagslist	53	Steglöst sken- & konsolsystem	23, 24
Fristående arbetsbord	45	Stolar	54
Förvaringsskåp – plåt	32	Ställfot	18
Gallerhylla	48	Stödben	10, 16
Gasolskåp	37	Stödbock	16
Genomräkningsskåp	30	Syraskåp	34
Giftskåp	34	T-konsol för överhylla	17
Gipsavskiljare	48	Tangentbordsutdrag	27
Golvfäste	18	Torkställ	48
Hyllgavlar	23	Tungbordsstativ	11
Hyllor	23, 24	Tungbordsstolpe	17
Hyllplan	25	Vattenlås	48
Hyllsystem	23	Ventilerad hängande skåphurts	27
Hängande lådhurtsar	27	Ventilerad vågplats	40
Hängande skåphurtsar	27	Vinkelfäste	18
Hängskena	10, 23	Vågfundament	40
Högsåp	31	Väggfasta arbetsbord	44
Installationsbock	10, 16	Väggskena	10, 24
Kemikalieskåp	34	Väggsåp	30
Kemikalieskåp med backar	35	Väggsåp med jalusi	30
Kombinerat gift- och syraskåp	34	VVS-armaturer	51
Konsol	10, 16, 18, 23, 24		

Bläddra i eller beställ alla våra kataloger online!

www.careco.se

